

	Modul I - GKW1 22 UE + 3 UE LK + 5 UE E-Learning	
1.Tag		
9.00-10.30	Anamnese mit Hinweisen auf Funktionsstörung LWS/SIG Untersuchung LWS/SIG Interpretation der Befunde und Dokumentation Inspektion: in Ruhe und bei Bewegung mit Hinweisen auf Funktionsstörung LWS Alltagsbewegung/Arbeitsbewegung Funktion aktiv Provokationstest	2 UE
10.30-11.00	Pause	
11.00-13.15	Untersuchung LWS in BL Provokationstests Segmentale Untersuchung und Mobilisation LWS in Flexion und Extension (SL) DD: Untersuchung SIG Stellungen-diagnostik Screening (Hip drop) Aktive Bewegungsprüfung (Vorlauf Rücklauf) ggf. Stellungen-diagnostik BL Joint play-Tests	3 UE
13.15-15.00	Pause	
15.00-16.30	Segmentale Untersuchung der kombinierten Bewegung der LWS	2 UE
16.30-17.00	Pause	
17.00-17.45	Segmentale Mobilisation der LWS (Klafftechnik)	1 UE
17.45-18.30	Leistungskontrolle	1 UE
2. Tag		
9.00-10.30	WDH der Diagnostik LWS/SIG	2 UE
10.30-11.00	Pause	
11.00-13.15	Unspezifische Weichteil- und Gelenkmobilisation Segmentale Untersuchung und Mobilisation der LWS/Mobilisationstechniken SIG	3 UE
13.15-15.00	Mittagspause	

15.00-16.30	Untersuchung/Fallbeispiel TLÜ/untere BWS Anamnese: eingeschränkte Bewegungsrichtung? Niveau? Divergenz-, Konvergenzstörung? Funktion aktiv Funktion passiv - segmentale Untersuchung/ Endgefühl Th 10 – L2	2 UE
16.30-17.00	Pause	
17.00-17.45	Funktion passiv - segmentale Untersuchung / Endgefühl Flexion/Extension Ergebnis: Arbeitsdiagnose mit Behandlungsansatz, z.B. segmental eingeschränkte Flexion (entsprechend Fallbeispiel) Therapieplanung Befundkontrolle	1 UE
17.45-18.30	Leistungskontrolle	1 UE
3. Tag		
8.00-9.30	Wiederholung Untersuchung und Therapie LWS/ TLÜ am Fallbeispiel	2 UE
9.30-9.45	Pause	
9.45-11.15	Transfer auf LSÜ Spezifische Techniken für L5/S1	2 UE
11.15-11.30	Pause	
11.30-13.00	Neurologische Tests Reflexe, Algesie, Kraft Neuraldynamik und Tests am Beispiel SLR/PKB SLUMP aktiver SLR (Instabilitätstest)	2 UE
13.00-13.45	Leistungskontrolle	1 UE